Techniques d'utilisation du Dri-Angle

Positionnement

Le Dri-Angle est profilé pour s'adapter à la cavité buccale. Placez la face convexe contre la joue, en positionnant la pointe du Dri-Angle aussi loin que possible vers l'arrière. La pointe doit presque toucher la zone du coussinet rétromolaire.

Pour une barrière anti-humidité totale, optez pour un Dri-Angle à revêtement argenté.



SMP1245RevO61626

Retrait

Si le Dri-Angle ne s'est pas imprégné de salive pendant l'intervention, veillez à bien l'humidifier en y versant un peu d'eau avant de le retirer. Si le Dri-Angle n'est pas suffisamment humide, il risque de coller à la joue et d'arracher des tissus.