Anwendungstechniken für das Dri-Angle

Platzierung

Das Dri-Angle ist so geformt, dass es sich der Innenseite der Wange anpasst. Platzieren Sie die konvexe Seite an der Wange, wobei die Spitze des Dri-Angle so weit wie möglich nach hinten zeigen sollte. Die Spitze sollte den retromolaren Bereich fast berühren.

Verwenden Sie für eine vollständige Feuchtigkeitsbarriere ein silberbeschichtetes Dri-Angle.



Entfernung

Falls sich das Dri-Angle während der Behandlung nicht mit Speichel vollgesogen hat, befeuchten Sie es vor dem Entfernen unbedingt gründlich mit etwas Wasser. Ist das Dri-Angle nicht ausreichend angefeuchtet, kann es an der Wange haften bleiben und beim Entfernen Gewebe mitreißen.

SMPI248RevO61626