Tecniche di utilizzo del Dri-Angle

Posizionamento

Il Dri-Angle è sagomato per adattarsi all'interno della guancia. Posizionare il lato convesso contro la guancia, con la punta del Dri-Angle il più indietro possibile. La punta dovrebbe quasi toccare l'area del cuscinetto retromolare.

Per ottenere una barriera totale contro l'umidità, scegliere un Dri-Angle con rivestimento in argento.



Rimozione

Se il Dri-Angle non si è impregnato di saliva durante la procedura, assicurarsi di inumidirlo accuratamente con uno spruzzo d'acqua prima della rimozione. Se non viene bagnato a sufficienza, il Dri-Angle può attaccarsi alla guancia e provocare lo strappo del tessuto.

SMPI247RevO61626