Técnicas de uso de Dri-Angle

Colocación

Dri-Angle tiene una forma anatómica que se adapta a la cara interna de las mejillas. Coloque el lado convexo contra la cara interna de la mejilla, con el vértice del Dri-Angle lo más alejado posible. El vértice debe rozar casi la zona de la almohadilla retromolar.

Para crear una barrera contra la humedad completa, utilice un Dri-Angle con revestimiento plateado.



Extracción

Si el Dri-Angle no se ha empapado de saliva durante la intervención, humedézcalo bien con un poco de agua antes de extraerlo. Si el Dri-Angle no está suficientemente húmedo, puede quedarse adherido a la mejilla y tirar del tejido.

SMPI246RevO61626